



Understand. Innovate. Deliver.™

# BIG60<sup>®</sup>

DISPOSITIVO DE INFLADO





Merit Medical ha sido un líder en el mercado de los dispositivos de inflado durante más de 25 años



Merit colabora estrechamente con profesionales de la salud para proporcionar productos de la más alta calidad



Los dispositivos de inflado de Merit se han utilizado en más de 10 millones de intervenciones en todo el mundo



Merit es uno de los mayores productores de dispositivos de inflado

## DISPOSITIVO DE INFLADO BIG60

El dispositivo de inflado BIG60 está diseñado para inflar rápidamente y desinflar por completo, balones de dilatación al mismo tiempo que monitoriza y muestra las presiones de inflado. Nuestro dispositivo de inflado de 60 ml, ergonómicamente diseñado, de una sola pieza y fácil de usar, combina la experiencia de Merit como líder del mercado en dispositivos de inflado con nuestra tecnología en endoprotesis.

Datos de archivo.

## CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO DE INFLADO

### PRÁCTICO DISEÑO TODO EN UNO

No requiere montaje ni limpieza antes de usar y es totalmente desechable

### ASA DE DESBLOQUEO

Permite un control fácil y preciso del inflado y desinflado con una sola mano

### PRECISIÓN

Con el mecanismo de bloqueo activado, se puede ajustar la presión

### MANÓMETRO ANALÓGICO EN ÁNGULO

Brilla en la oscuridad y ofrece una lectura precisa de la presión y buena visibilidad en condiciones de baja luminosidad

### Dispositivo de inflado BIG60

Dispositivo de inflado de 60 ml con manómetro en ángulo

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**ENDO-AN6012** 5 unidades por caja



#### Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands  
+31 43 358 82 22

#### Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland  
+35 39 170 37 33

#### Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France  
+33 (0)1 30 57 24 24

#### Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA  
+1 801 253 1600

#### Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

#### Free phone for specific country

**Austria**  
0800 295 374

**Belgium**  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (French)

**Denmark**  
80 88 00 24

**Finland**  
0800 770 586

**France**  
0800 91 60 30

**Germany**  
0800 182 0871

**Ireland (Republic)**  
1800 553 163

**Italy**  
800 897 005

**Luxembourg**  
8002 25 22

**Netherlands**  
0800 022 81 84

**Norway**  
800 11629

**Sweden**  
020 792 445

**Sweden**  
020 792 445

**Switzerland**  
00800 9000 5060

**UK**  
0800 973 115