




PERIPHERAL INTERVENTION

Performa®

Catéteres diagnósticos periféricos

Llegue hasta el final

con los catéteres de diagnóstico
periféricos de Merit



TORQUE

EMPUJE

FLUJO

Performa®

Catéteres diagnósticos periféricos

Presentación de la línea de catéteres de diagnóstico periféricos de Merit Medical. Su diseño ofrece un torque excelente, una mayor resistencia del eje para mejorar la capacidad de empuje y más luz interior para aumentar el flujo.

Ahora podrá **LLEGAR HASTA EL FINAL** en el entorno intravascular de hoy en día gracias a los excepcionales productos de Merit.

TAMAÑOS DE LUZ INTERIOR

- 4F 0,042" (1,07 mm)
- 5F 0,046" (1,17 mm)
- 6F 0,054" (1,37 mm)
- Proporciona mayores flujos con presiones más bajas
- Mejor trazabilidad de la guía

ALIVIO DE PRESIÓN


- Conexión más resistente entre el catéter y el conector
- Con código de colores para una identificación sencilla


PRESIÓN

- Límites de alta presión a determinados flujos

DISEÑO DE GUÍA MALLADO

- Mayor torque para lograr el máximo control
- Estabilidad longitudinal mejorada
- Alto grado de maniobrabilidad
- Proporciona una capacidad de empuje superior





GAMA DE CATÉTERES DE 4 F

- Admiten guías de 0,038" (0,97 mm) para mayor comodidad del médico
- Su diámetro interior grande de 0,042" (1,07 mm) permite un flujo excelente
- La punta atraumática proporciona suavidad y seguridad al paciente

CONECTOR DE MARIPOSA DE POLICARBONATO

- Mejor control y manipulación

EJE DE NYLON PEBAX

- Resistente a los pliegues
- Suavidad óptima en la superficie
- Estabilidad térmica a temperatura corporal
- Diseño de paredes delgadas para un flujo mejorado


RADIOPACIDAD

- Buena visualización del eje bajo radioscopia
- La opacidad de la punta garantiza una colocación y una visualización precisas

PUNTA

- Punta suave para una colocación suave y atraumática
- Excelente memoria de la punta

N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
HEADHUNTER						
7715-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7715-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5575-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5575-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7715-B0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7715-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5575-B3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5575-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7715-C0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7715-50	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5575-C3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5575-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7715-D0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7715-60	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5575-D3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5575-43	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
NEWTON						
7722-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7722-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5577-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5577-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7722-B0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7722-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5577-B3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5577-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7722-C0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7722-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5577-C3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5577-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7722-D0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7722-40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5577-D3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5577-43	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7722-E0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7722-50	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5577-E3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5577-53	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
BENTSON						
7721-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7721-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5578-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5578-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7721-B0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7721-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5578-B3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5578-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7721-C0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7721-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5578-C3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5578-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
MANI						
7716-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7716-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5579-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5579-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



MANI

VERTEBRAL


7717-A0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7717-10	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7717-C0	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7717-30	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7717-B0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7717-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5583-B3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5583-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5583-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5583-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



VERTEBRAL

MODIFIED CEREBRAL

7723-A0	4	0,042"/1,07 mm	90 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7723-10	4	0,042"/1,07 mm	90 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5588-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5588-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



MODIFIED CEREBRAL

BERENSTEIN

7718-C0	4	0,042"/1,07 mm	40 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7718-30	4	0,042"/1,07 mm	40 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7718-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7718-20	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7718-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7718-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5592-C3	5	0,046"/1,17 mm	40 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5592-33	5	0,046"/1,17 mm	40 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5592-B3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5592-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5592-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5592-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



BERENSTEIN

STRAIGHT SELECTIVE

7748-A0	4	0,042"/1,07 mm	110 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7748-13	4	0,042"/1,07 mm	110 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática



STRAIGHT SELECTIVE

N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
-----------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------------------	-------------

MW2

5590-13	5	0,046"/1,17 mm	40 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5590-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5590-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



MW2

MODIFIED MW2

7745-A0	4	0,042"/1,07 mm	40 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7745-10	4	0,042"/1,07 mm	40 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
7745-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7745-C0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	2	



MODIFIED MW2

OSBORN

7746-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7746-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7746-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7746-20	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7746-C0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7746-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática



OSBORN 1



OSBORN 2

HOOK 0.8

7711-A0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7711-10	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
5585-A3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5585-13	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



HOOK 0.8

HOOK 1.0

7711-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7711-20	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
5585-B3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5585-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



HOOK 1.0

MODIFIED HOOK

5585-C3	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5585-D3	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5585-D3	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	



MODIFIED HOOK 1



MODIFIED HOOK 2



MODIFIED HOOK 3

1
2
3

N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
SIMMONS						
7720-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7720-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5576-F3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5576-A3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5576-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7720-B0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7720-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5576-G3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5576-B3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5576-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7720-C0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7720-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5576-C3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5576-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7720-D0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7720-40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5576-D3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5576-43	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	

MODIFIED SIMMONS 1.5

7720-F0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5576-E3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	

MODIFIED SIMMONS

7720-E0	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	Punta atraumática
7720-50	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7720-70	4	0,042"/1,07 mm	110 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7720-80	4	0,042"/1,07 mm	120 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática

COBRA 1

7710-A0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7710-10	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
7710-D0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7710-40	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5584-A3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5584-D3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5584-13	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5584-43	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	
7710-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7710-E0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7710-20	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
7710-50	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5584-B3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5584-E3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5584-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5584-53	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	
7710-C0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7710-F0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7710-30	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
7710-60	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5584-C3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5584-F3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5584-33	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5584-63	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



SIMMONS 1

1




SIMMONS 2

2



SIMMONS 3

3



SIMMONS 4

4



MODIFIED SIMMONS 1.5



MODIFIED SIMMONS

1



COBRA 1

2



COBRA 2

3



COBRA 3

N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
-----------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------------------	-------------

SHEPHERD HOOK 0.8

7712-A0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7712-10	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
5586-A3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5586-13	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



SHEPHERD HOOK 1.0

7712-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7712-20	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
5586-B3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5586-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



SHEPHERD HOOK 1.0 MODIFIED

7712-C0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7712-D0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7712-30	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
7712-40	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5586-43	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



RENAL DOUBLE CURVE

7713-A0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7713-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7713-10	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
7713-20	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5587-A3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5587-13	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5587-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



AMIR MOTARJEME®

7747-C0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7747-D0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7747-E0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7747-F0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5591-A3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5591-B3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5591-C3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5591-D3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	2	



AMIR MOTARJEME CANE

7747-B0	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7747-20	4	0,042"/1,07 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7747-A0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7747-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5591-E3	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5591-F3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	



N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
HOCKEY STICK							
7752-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	4,5 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
7543-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	4,5 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7541-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	4,5 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



HOCKEY STICK

N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
REUTER						
7714-A0	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
7714-10	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	2	Punta atraumática
7714-B0	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7714-20	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5589-A3	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5589-B3	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	2	
5589-13	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5589-23	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	2	



REUTER

MIKAELSSON						
7719-A0	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
7719-10	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Punta atraumática
5594-13	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



MIKAELSSON

CATÉTERES KA						
5582-23	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5582-33	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	Flujo elevado No mallado



CATÉTERES KA

CATÉTERES KA2						
5582-13	5	0,046"/1,17 mm	40 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5582-43	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7514-13	6	0,054"/1,37 mm	40 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
7514-23	6	0,054"/1,37 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



CATÉTERES KA2

DVS A1 (punta cónica de 10 cm)						
5595-13	5	0,046"/1,12 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5595-33	5	0,046"/1,12 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5595-23	5	0,046"/1,12 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5595-43	5	0,046"/1,12 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



DVS A1

DVS A2 (punta cónica de 15 cm)						
5595-A3	5	0,046"/1,12 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5595-C3	5	0,046"/1,12 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	-	
5595-B3	5	0,046"/1,12 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	
5595-D3	5	0,046"/1,12 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	-	



DVS A2

N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Descripción
-----------------	------------------	------------------	----------	------------------	----------------------------	-------------

UHF SHEPHERD FLUSH

7602-A1	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	No mallado
7602-B1	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,035" (0,89 mm)	6	No mallado
7602-C1	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	6	No mallado
7602-D1	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,038" (0,97 mm)	6	No mallado



ULTRA BOLUS FLUSH

7674-11	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	No mallado
7674-21	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,035" (0,89 mm)	10	No mallado
7674-31	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	10	No mallado
7674-41	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,038" (0,97 mm)	10	No mallado



PIGTAIL FLUSH

7749-A0	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	10	Mallado
7749-40	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	0,038" (0,97 mm)	10	Mallado



ULTRA HIGH FLOW PIGTAIL

7602-41	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	No mallado
7602-51	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,035" (0,89 mm)	10	No mallado
7602-61	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	0,035" (0,89 mm)	10	No mallado
7602-71	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	10	No mallado
7602-81	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,038" (0,97 mm)	10	No mallado
7602-91	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	0,038" (0,97 mm)	10	No mallado



STRAIGHT FLUSH

7673-11	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	No mallado
7673-21	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,035" (0,89 mm)	10	No mallado
7673-31	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	-	No mallado
7673-41	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	10	No mallado
7673-51	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,038" (0,97 mm)	10	No mallado
7673-61	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	-	No mallado



MODIFIED HOOK FLUSH

7603-A1	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	No mallado
7603-B1	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,035" (0,89 mm)	6	No mallado
7603-C1	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,038" (0,97 mm)	6	No mallado
7603-D1	5	0,052"/1,32 mm	90 cm	0,038" (0,97 mm)	6	No mallado




N.º de catálogo	Tamaño de French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	N.º de orificios laterales	Bandas/Espaciado	Tipo de punta
PERFORMA PARA MEDICIÓN DE VASOS Todos los orificios laterales entre la punta y la primera banda							
7602-2M	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 bandas 2 cm de espaciado	Pigtail
7602-2M65	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 bandas 2 cm de espaciado	Pigtail
7674-2M	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 bandas 2 cm de espaciado	Ultra Bolus
7674-2M65	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 bandas 2 cm de espaciado	Ultra Bolus
7673-2M	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 bandas 2 cm de espaciado	Straight
7673-2M65	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 bandas 2 cm de espaciado	Straight
7603-2M100	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6	2 bandas 2 cm de espaciado	Mod. Hook
7603-2M65	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	2 bandas 2 cm de espaciado	Mod. Hook
7742-2M65SH	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 (2 cm de separación)	Pigtail
7742-2M100SH	4	0,041"/1,04 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 (2 cm de separación)	Pigtail
7744-2M65SH	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 (2 cm de separación)	Straight
7744-2M100SH	4	0,041"/1,04 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 (2 cm de separación)	Straight
7743-2M65SH	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 (2 cm de separación)	Ultra Bolus
7743-2M100SH	4	0,041"/1,04 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 (2 cm de separación)	Ultra Bolus
7755-2M65	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	2 (2 cm de separación)	Mod. Hook
7755-2M100	4	0,041"/1,04 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6	2 (2 cm de separación)	Mod. Hook
7602-11M	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	11 bandas 1 cm de espaciado	Pigtail
7602-11M65	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	11 bandas 1 cm de espaciado	Pigtail
7673-11M100SH	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	11 bandas 1 cm de espaciado*	Straight
7673-11M65SH	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	11 bandas 1 cm de espaciado*	Straight
7603-11M65	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	11 bandas 1 cm de espaciado	Mod. Hook
7603-11M100	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6	11 bandas 1 cm de espaciado	Mod. Hook
7742-20M65SH	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	5	20 bandas 1 cm de espaciado	Pigtail
7742-20M100SH	4	0,041"/1,04 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	5	20 bandas 1 cm de espaciado	Pigtail
7602-20M	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	20 bandas 1 cm de espaciado	Pigtail
7602-20M65	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	20 bandas 1 cm de espaciado	Pigtail
7602-20M65SH	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	5	20 bandas 1 cm de espaciado*	Pigtail
7602-20M100SH	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	5	20 bandas 1 cm de espaciado*	Pigtail
7673-20M65SH	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	20 bandas 1 cm de espaciado*	Straight
7673-20M100SH	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	20 bandas 1 cm de espaciado*	Straight
7603-20M100SH	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6	20 bandas 1 cm de espaciado*	Mod. Hook
7603-20M65SH	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	20 bandas 1 cm de espaciado*	Mod. Hook



PERFORMA PARA MEDICIÓN DE VASOS Todos los orificios laterales entre las bandas

56535AVS2PIG	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 (2 cm de separación)	Pigtail
510035AVS2PIG	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 (2 cm de separación)	Pigtail
56535AVS2STR	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 (2 cm de separación)	Straight
510035AVS2STR	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	2 (2 cm de separación)	Straight
56535AVS2MHK	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	2 (2 cm de separación)	Mod. Hook
510035AVS2MHK	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6	2 (2 cm de separación)	Mod. Hook
46535AVS20MHK	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	20 (1 cm de separación)	Mod. Hook
56535AVS20PIG	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	10	20 (1 cm de separación)	Pigtail
510035AVS20PIG	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	10	20 (1 cm de separación)	Pigtail
56535AVS20MHK	5	0,052"/1,32 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6	20 (1 cm de separación)	Mod. Hook
510035AVS20MHK	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6	20 (1 cm de separación)	Mod. Hook




SOFTOUCH PARA MEDICIÓN DE VASOS PEDIÁTRICOS

4408-2M65	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 bandas (1 cm de separación)	Pigtail
4408-2M80	4	0,041"/1,04 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 bandas (1 cm de separación)	Pigtail
4408-2M65SH	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 bandas (1 cm de separación)*	Pigtail
4408-2M80SH	4	0,041"/1,04 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	5	2 bandas (1 cm de separación)*	Pigtail

* Las bandas están 16 mm más cerca de la curva pigtail.

UNDERSTAND. INNOVATE. DELIVER.™

Merit Medical Systems es un líder mundial en el desarrollo, la fabricación y la distribución de dispositivos médicos de calidad utilizados en procedimientos de intervención y diagnóstico. Gracias a la mano de obra global y a sus vanguardistas instalaciones de fabricación, equipadas con la más avanzada tecnología, Merit Medical produce sistemáticamente productos de calidad, respaldados por un servicio al cliente y una experiencia profesional excelentes.



Sede de los EE. UU., South Jordan, Utah



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

merit.com

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

Australia
+61 (0) 3 8373 4943

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Brazil
+55 11 4561 - 0062

Canada
1.800.364.4370

China
+86-10 8561 0788

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Hong Kong
+852-2207 6888

India
+91-80-41223376

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Korea
+8210 2205 0707

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

UK
0800 973 115