



PERIPHERAL INTERVENTION

ReSolve[®]

CATÉTER DE DRENAJE
CON CIERRE



Diseñado para la
Comodidad y la Precisión

CATÉTER DE DRENAJE CON CIERRE

Para prevenir la irritación de los tejidos circundantes, la punta del catéter de drenaje ReSolve está colocada en el interior de la curva del pigtail. Los marcadores de profundidad situados en el cuerpo del catéter ayudan a una colocación precisa y actúan como referencia para verificar la correcta posición del catéter.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

COLOCACIÓN PRECISA

Los marcadores de profundidad ayudan a una colocación precisa y sirven de referencia para comprobar la correcta posición del catéter.

ATRAUMÁTICO

La punta del catéter está situada en el interior del pigtail para reducir la irritación a los tejidos.

FACILIDAD DE INSERCIÓN

La punta conificada y el recubrimiento hidrofílico facilitan su introducción disminuyendo la incomodidad para el paciente.

SEGURIDAD DEL CATÉTER

El diseño exclusivo hace que sea fácil activar el mecanismo de cierre con una mano y que al mismo tiempo sea resistente a manipulaciones. El reducido tamaño del mecanismo de cierre y del conector del catéter están diseñados para la comodidad del paciente.

EFICIENCIA EN EL DRENAJE

Los grandes agujeros de drenaje maximizan el drenaje al tiempo que mantienen la permeabilidad del catéter.

GRAN VISIBILIDAD

La marca radiopaca de platino incorporada al cuerpo del catéter permite identificar el orificio de drenaje más proximal.

FÁCIL IDENTIFICACIÓN

La utilización de un código de colores en el embalaje y en el conector del catéter permiten identificar el tamaño del catéter para su colocación inicial o durante su intercambio.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Número de catálogo	Tamaño French	Longitud de trabajo	Marca Radiopaca	Color del conector	Agujeros de drenaje
RLC15-6-038MB	6.5F	15 cm	Sí	Verde	8
RLC15-7-038MB	7.5F	15 cm	Sí	Rojo	8
RLC15-8-038MB	8.5F	15 cm	Sí	Azul	8
RLC15-10-038MB	10F	15 cm	Sí	Morado	8
RLC15-12-038MB	12F	15 cm	Sí	Amarillo	9
RLC15-14-038MB	14F	15 cm	Sí	Naranja	9
RLC-6-038MB	6.5F	25 cm	Sí	Verde	8
RLC-7-038MB	7.5F	25 cm	Sí	Rojo	8
RLC-8-038MB	8.5F	25 cm	Sí	Azul	8
RLC-10-038MB	10F	25 cm	Sí	Morado	8
RLC-12-038MB	12F	25 cm	Sí	Amarillo	9
RLC-14-038MB	14F	25 cm	Sí	Naranja	9
RLC40-6-038MB	6.5F	40 cm	Sí	Verde	8
RLC40-7-038MB	7.5F	40 cm	Sí	Rojo	8
RLC40-8-038MB	8.5F	40 cm	Sí	Azul	8
RLC40-10-038MB	10F	40 cm	Sí	Morado	8
RLC40-12-038MB	12F	40 cm	Sí	Amarillo	9
RLC40-14-038MB	14F	40 cm	Sí	Naranja	9
RLC-6-038	6.5F	25 cm	-	Verde	8
RLC-7-038	7.5F	25 cm	-	Rojo	8
RLC-8-038	8.5F	25 cm	-	Azul	8
RLC-10-038	10F	25 cm	-	Morado	8
RLC-12-038	12F	25 cm	-	Amarillo	9
RLC-14-038	14F	25 cm	-	Naranja	9

5 unidades por caja

Merit Medical Europe, Middle East, and Africa (EMEA)

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
Tel: +31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Free Phone for Specific Country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
0800 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115